

Lentile de contact moi

TIP	FOCUS MONTHLY					FOCUS Dailies Aqua Comfort			AIR OPTIX ÎN CURĂND							FRESHLOOK cu filtru UV Culori Noi Vibrante FL				
	Visitint FOM 6 lent./set	Softcolor FSM 6 lent./set	Toric FTM 6 lent./set		Progress FPM 6 lent./set	Sferic D30N 30 lent./set	Progress DP30N 30 lent./set	Toric DT30N 30 lent./set	Night&Day FND3 3 sau 6 lent./set	AIR OPTIX AQUA 3 sau 6 lent./set	Pentru Astigmatism AOiA 3 lent./set			AIR OPTIX AQUA MULTIFOCAL 3 lent./set	Individual AS1 / AS2 1 sau 2 lent.	2 lent./set*				
Perioada de purtare	până la 30 de zile					1 zi			până la 30 zile și nopți	până la 30 de zile							până la 30 de zile	până la 90 de zile	30 de purtări	
Diam.	14	14	14,5	14,5	14	13,8	13,8	14,20	13,8	14,2	14,5	14,5	14,5	14,2	13,2/ 14,0 / 14,8	14,5				
Rază	8,6 8,9	8,6 8,9	8,9 9,2 ¹	8,9	8,6	8,6	8,6	8,6	8,4 8,6	8,6	8,7	8,7	8,7	8,6	7,4/ 7,7/ 8,0*/ 8,3 7,8/8,1/ 8,4*/ 8,7/ 9,0 8,0/ 8,3/ 8,6*/ 8,9/ 9,2	Mediana				
DPT. de la până la	+ 6,00 - 15,00	+ 6,00 - 8,00	+ 4,00 - 6,00	0,00 - 6,00	0,00 - 6,00	+ 6,00 - 7,00	+ 6,00 + 0,50 - 0,50 - 10,00	+ 5,00 - 6,00	+ 4,00 - 8,00	+ 6,00 - 10,00	+ 6,00 - 10,00	+ 0,25 + 6,00	0,00 - 6,00	- 6,50 - 10,00	+ 6,00 - 10,00	+ 20,00 - 20,00	+ 6,00* - 8,00	0,00** - 4,00**		
pas	0,25*	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25*	0,25	0,25*	0,25*	0,25	0,25	0,25	0,50	0,25	0,25	0,25*			
DPT cyl.	*de la - 8,00 pas de 0,50	Royal Blue	- 1,00 - 1,75	- 2,50	*de la - 6,00 pas de 0,50	*de la - 6,00 pas de 0,50	- 0,75 - 1,50	*de la - 8,00 pas de 0,50	*de la - 8,00 pas de 0,50	*de la - 8,00 pas de 0,50	*de la - 8,00 pas de 0,50	- 0,75 - 1,25 - 1,75	- 0,75 - 1,25 - 1,75 - 2,25	- 0,75 - 1,25* - 1,75* - 2,25	Adiții: LO ≤ +1.00D MED de la + 1.25 la + 2.00 HI > + 2.00D	* Rază de curbură recomandată pentru evaluarea inițială	ColorBlends (orice iris) NOU! VIBRANTE: Sterling Gray, Gemstone Green și Brilliant Blue Gray, True Sapphire, Blue, Amethyst, Turquoise, Green, Brown, Pure Hazel, Honey Dimensions (iris deschis) *Cu dioptrie: 6 lentile/set Pacific Blue, Sea Green Caribbean Aqua **Radiance ¹ (orice iris) Autumn, Sunrise Moonlight, Eden Colors (iris închis) Blue, Green Violet, Misty Gray			
		Evergreen	0°-180° pt.Dpt. sf.-	10°, 20° 70°-110° 160°, 170°, 180°			20°, 70°, 90°, 110°, 160°, 180°					90°, 180° ± 20° pas de 10°	0°-180° pas de 10°	20° 90° 160° 180°						
		Aqua	10°, 20° 70°-110° 160°, 170°, 180° pt. Dpt. sf. + pas de 10°	10°, 20° 70°-110° 160°, 170°, 180° pas de 10°			*de la - 6,00 pas de 0,50													

CIBA Vision lucrează la elaborarea de noi produse precum și la restrângerea sau extinderea parametrilor existenți în funcție de cerere.

¹ Nu vor mai fi disponibile din Decembrie 2009

ÎN CURĂND