

15 septembrie 2010

Stimați parteneri,

***O veste bună pentru pacienții cu astigmatism***

Datorită **extinderii gamei de parametri**, lentilele de contact AIR OPTIX® for ASTIGMATISM oferă acum soluția potrivită de corecție a vederii pentru **99% dintre pacienții cu astigmatism**.

Vă invităm să consultați în tabelul de mai jos întreaga gamă de parametri disponibili:

Dioptrii sferă	de la +6.00 la -6.00, pas de 0.25 de la -6.50 la -10.00, pas de 0.50
Dioptrii cilindru	<b>-0.75, -1.25, -1.75, -2.25</b>
Axe	întreaga gamă, pas de <b>10°</b>

Lentilele de contact AIR OPTIX® for ASTIGMATISM permit trecerea a până la **de 6 ori mai mult oxigen**, comparativ cu cele mai vândute lentile torice care nu sunt din silicon hidrogel. Conferă, în plus, umidifiere superioară comparativ cu alte lentile torice din silicon hidrogel și au o suprafață ultra-mătăsoasă, oferind confort remarcabil purtătorilor.

Pentru detalii suplimentare ne puteți contacta telefonic: 0268 471603 sau 473234 sau prin email: [office@optimed.ro](mailto:office@optimed.ro).

Vă mulțumim,  
Echipa Optimed